



LAN

Long Alliantie Nederland

Naam: _____

Datum: _____

Instructeur: _____



Inhalatieprotocol dosisaërosol met AeroChamber® met mondstuk (voor kinderen)

vanaf leeftijd 4 jaar

Patiënteninformatie

1. Bespreek het doel en de werking van de medicatie.

Vorbereiding

Voor het eerste gebruik:

Bij een nieuwe dosisaërosol: schudden en 3 doses wegsputten; één week of langer niet gebruikt: schudden en één dosis wegsputten.

Voor elk gebruik:

2. De mond moet leeg zijn.
3. Verwijder de beschermkap van zowel de dosisaerosol als de AeroChamber®
4. Schud de dosisaërosol krachtig
5. Plaats de dosisaërosol met de opening naar beneden recht vooruit in het achterstuk van de AeroChamber®.
6. De dosisaërosol met AeroChamber® is nu klaar voor gebruik.

De inhalatie

7. Laat het kind rechtop zitten of staan, het hoofd iets achterover.
8. Houd de AeroChamber® horizontaal en plaats het mondstuk tussen de tanden, laat het kind de lippen eromheen sluiten.
- 9a. De standaardmethode
- Druk de dosisaërosol 1 keer in.
 - Laat het kind 5 keer rustig in- en uitademen door de AeroChamber®, de Flow-Vu indicator beweegt zichtbaar.
- 9b. Indien mogelijk ter beoordeling van de zorgverlener: 1-teug methode:
- Laat het kind volledig uitademen.
 - Druk de dosisaërosol 1 keer in bij het begin van de inademing (de Flow-Vu indicator beweegt naar de mond toe)
 - Laat het kind één keer langzaam en zo diep mogelijk inademen en vervolgens 10 seconden de adem vasthouden.
10. Bij een fluittoon tijdens het inhaleren minder krachtig inhaleren.
11. Indien meerdere doseringen per keer zijn voorgeschreven, de dosisaërosol samen met de AeroChamber® schudden en herhalen vanaf punt 7. Spuit niet meer dan één pufje tegelijk in de AeroChamber®.



LAN

Long Alliantie Nederland

Naam: _____

Datum: _____

Instructeur: _____



- 12. Verwijder de dosisaërosol uit de AeroChamber®. Plaats de beschermdop terug op zowel de dosisaërosol als de AeroChamber®.
- 13. Na inhalatie van inhalatiecorticosteroiden de mond en keel spoelen: eerste slokje gorgelen en uitspugen, tweede slokje doorslikken. Of zo nodig iets eten of drinken.

Schoonmaken

- 14. AeroChamber® één maal per week schoonmaken
- 15. Haal de AeroChamber® uit elkaar. Verwijder het achterstuk en draai het voorstuk tegen de klok in los.
- 16. Was de onderdelen in een lauw en schoon afwassopje.
- 17. De AeroChamber® niet afspoelen, niet afdrogen.
- 18. Laat de AeroChamber® aan de lucht drogen. Zorg ervoor dat de onderdelen goed droog zijn alvorens u de AeroChamber® weer in elkaar zet.

Aandachtspunten

- 19. Bereken wanneer de dosisaërosol leeg zal zijn. Op de zijkant van de dosisaërosol staat hoeveel doses erin zitten; eventueel de doses turven en de datum van aanbreken noteren. Sommige dosisaërosolen hebben een teller.
- 20. Bewaar de dosisaërosol op kamertemperatuur.
- 21. De AeroChamber® eenmaal per jaar vervangen.

Tenslotte

- 22. Verwijs naar een filmpje dat aansluit bij dit inhalatieprotocol.