



LAN

Long Alliantie Nederland

Naam: _____

Datum: _____

Instructeur: _____



Inhalatieprotocol Ellipta®

Patiënteninformatie

1. Bespreek het doel en de werking van de medicatie.

Vorbereiding

Voor eerste gebruik

2. De Ellipta® is verpakt in folie, verwijder deze vlak voor het eerste gebruik.

Voor elk gebruik

3. De mond moet leeg zijn.
4. Houd de Ellipta® rechtop met de beschermkap aan de bovenkant
5. Open de Ellipta® door de beschermkap naar beneden te schuiven totdat u 'klik' hoort. De dosisteller telt af.
6. De Ellipta® is nu klaar voor gebruik.

De inhalatie

7. Ga rechtop zitten of staan, het hoofd iets achterover.
8. **Adem langzaam en volledig uit**, niet in de Ellipta®.
9. Breng de Ellipta® horizontaal naar de mond.
10. Plaats het mondstuk tussen de tanden met de lippen eromheen. Zorg dat de luchtgaten vrij blijven en de luchtgaten naar boven zijn gericht.
11. **Inhaleer zo diep mogelijk met een gelijkmatige inademing.**
12. Houd de adem 10 seconden vast of zo lang als comfortabel is. Neem intussen de Ellipta® uit de mond.
13. Adem rustig uit.
14. Het mondstuk afnemen met een droge tissue, nooit afspoelen.
15. Sluit de Ellipta® door de beschermkap maximaal terug te schuiven tot de klik.
16. Na inhalatie de mond en keel spoelen: het eerste slokje gorgelen en uitspugen, het tweede slokje doorslikken of zo nodig iets eten of drinken.

Schoonmaken

17. Het mondstuk alleen schoonmaken direct na een inhalatie en voordat de beschermkap gesloten wordt. Zie stap 14.

Inhalatieprotocol Ellipta® - versie 1.0



LAN

Long Alliantie Nederland



Aandachtspunten

- 18. De Ellipta® bevat 30 inhalaties, de teller geeft het aantal resterende inhalaties aan.
- 19. Bewaar de Ellipta® op kamertemperatuur. Niet in de badkamer of de keuken.
- 20. Als de beschermkap wordt geopend en gesloten zonder te inhaleren, gaat de dosis verloren.
- 21. Houdbaarheid na eerste gebruik is 6 weken.

Tenslotte

- 22. Verwijs naar www.inhalatorgebruik.nl voor een passende instructiefilm en gebruiksaanwijzingen voor de patiënt.

Inhalatieprotocol Ellipta® - versie 1.0

De LAN moedigt verspreiding van de protocollen aan. De meest actuele versie en de gebruiksvoorwaarden vindt u op www.inhalatorgebruik.nl